


連結式細胞培養容器 NICO®-1

特徴

- 細胞間相互作用を観察するために、左右の細胞で同時に顕微鏡にて観察が可能。
- 上下で培養上清を共有するタイプと異なり、細胞底面は同じ材質。
- 容器の間に市販のフィルターを挿入することが可能で、細胞が混じらない。
- 培養上清中の蛋白等は、自然に拡散するため、細胞同士の自然な相互作用観察に最適。
- 異なる環境で培養した細胞を容器ごと接続可能。



製品名	容量	型番	内容	価格
NICO-1	10 セット (1セットで A・B連結体2個)	2501-02	1セットには、A本体2個、B本体2個、Oリング2個、共通蓋4個、カバー4個が含まれています。フィルターは含まれていません。 必要に応じて市販の13mmの円形フィルターをご使用ください。	58,000 円
NICO-Filter 0.6	100 枚/セット	2525-01	it4ip 社作成の NICO-1 専用フィルターです。ポリカーボネート製で、孔径は、0.6μmです。蛋白等が比較的低吸収の Track Ethced Membrane です。一般的な培養細胞が通過しない孔径ですが、目的とする実験系に合わせて、そのご使用について御判断ください。	23,000 円

NICO-1 及び NICO-1 フィルター

総販売元：株式会社ギンレイラボ <http://www.ginreilab.jp>

NICO-1

製造元：伸晃化学株式会社 <http://www.shinko-ccl.co.jp/>

NICO-1 フィルター

製造元：it4ip (ベルギー) <http://www.it4ip.be>

注意：価格に消費税は含まれていません。

2016年4月現在の価格です。価格をはじめ仕様等は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。

NICO シリーズ製品は、人間（治療、診断、その他）に直接使用できません。

NICO-1 は、底面の厚みのために、倒立顕微鏡で 20 倍から 40 倍程度までの観察が可能です。

高倍率で観察を希望される方は、今後発売予定の高倍率用 NICO-1 を御利用ください。

NICO-1, NICO-Filter 0.6 は、総販売元、製造元では販売を行っておりません。

購入に関しては、販売代理店にお問い合わせください。

お試し使用目的に、弊社代理店及び AMAZON で 1 セット毎での販売も行ってまいります。

販売代理店



各種情報は

NICO-1

検索

でチェック